

## Ileostomi poser 2-dels

### Lav profil

Et to-dels system som ikke fylder mere end et en-dels. Det er meget diskret og kan bruges i alle situationer

### Stærk

Stærk klæber mellem pose og plade, der giver ekstra sikkerhed. Posen kan løsnes og sættes på pladen igen ved behov.

### Lettere tømning og rengøring

Ny blød fleksibel lukkemekanisme tillader lettere tømning og rengøring. Meget stabil og nem at håndtere.

### Maksimalt sikkerhed

Blød "integreret" åbne-lukkemekanisme for maksimal sikkerhed.

### Diskret

Lukkemekanismen kan foldes op og gemmes væk under stofbeklædningen på posen. Dette giver ekstra komfort og diskretion.

### Nem montering

En lille forhøjning på pladen passer sammen med en lille markering på posen. Let, nemt og simpelt at sætte sammen - hver gang.



#### STOR POSE Beige med delt forside

| STØRRELSE | VOLUMEN | ANTAL | VARENR   |
|-----------|---------|-------|----------|
| 13-32 mm  | 675 ml  | 30    | HDDL1332 |
| 13-50 mm  | 610 ml  | 30    | HDDL1350 |
| 13-70 mm  | 535 ml  | 30    | HDDL1370 |

#### STOR POSE Klar

| STØRRELSE | VOLUMEN | ANTAL | VARENR   |
|-----------|---------|-------|----------|
| 13-50 mm  | 610 ml  | 30    | HDDL1350 |
| 13-70 mm  | 535 ml  | 30    | HDDL1370 |

#### STANDARD POSE Beige med delt forside

| STØRRELSE | VOLUMEN | ANTAL | VARENR  |
|-----------|---------|-------|---------|
| 13-32 mm  | 550 ml  | 30    | HDD1332 |
| 13-50 mm  | 490 ml  | 30    | HDD1350 |
| 13-70 mm  | 425 ml  | 30    | HDD1370 |

#### MINI POSE Beige med delt forside

| STØRRELSE | VOLUMEN | ANTAL | VARENR   |
|-----------|---------|-------|----------|
| 13-32 mm  | 350 ml  | 30    | HDDS1332 |
| 13-50 mm  | 325 ml  | 30    | HDDS1350 |
| 13-70 mm  | 250 ml  | 30    | HDDS1370 |