

## Kolostomi poser



### Større fleksibilitet

Klæberen er fast/hård, med et skumlignende materiale på bagsiden, som gør at klæberen følger kroppen bedre, hvilket giver større sikkerhed og komfort.

### Ekstra sikkerhed

Med bælteører der sikrer det rette tryk omkring stomien ved hjælp af et elastisk bælte.

### Korrekt tryk ved stomien

Diameteren på konveks-ringen varierer i forhold til de forudstandsede huller i klæberen hvilket betyder at trykket ved stomien bliver bedst muligt.

### Ny form

Anatomisk form – som følger kroppens form.

### Blød

Blødt, beige non-woven stof, som føles rart mod huden.

### STOR LUKKET (volumen 500 ml) Beige med delt forside

STØRRELSE	ANTAL	VARENØ
13-25 mm	10	CCSSL1325*
13-38 mm	10	CCSSL1338*
13-52 mm	10	CCSSL1352*

### STANDARD LUKKET (volumen 310 ml) Beige med delt forside

STØRRELSE	ANTAL	VARENØ
13-25 mm	10	CCSS1325*
13-38 mm	10	CCSS1338*
13-52 mm	10	CCSS1352*
21 mm	10	CCSS21°
25 mm	10	CCSS25°
28 mm	10	CCSS28°
32 mm	10	CCSS32°
35 mm	10	CCSS35°
38 mm	10	CCSS38°

### JUSTERBAR STOMIBÆLTE

50-100 cm	1	AB01
-----------	---	------

\* Opklippelig ° Forudstanset hul. BEMÆRK: Konvekse produkter bør kun anvendes efter aftale med stomisygeplejerske