



Ileostomi poser

Plade

Pladen er med den unikke FlexiFit facon med 5 slidser. Tynd og stærk klæber, som får hurtig fat. Pladen er med Aloe Vera der beskytter huden omkring stomien.

Dybden på konveksiteten er udviklet og designet til 4,62 mm for at imødekomme størstedelen af tilbagetrukne stomier

Lukkemekanisme

Posens udløb er designet med en lille flap, som gør det lettere at åbne og tømme posen.

Filter

Nyt filtersystem med tilbageløbsventil, der forhindrer posens indhold i at løbe tilbage, når man ligger ned.

Nye bælteører

Nye stærkere bælteører som er designet til nemmere brug.

Naturlig beskyttelse

Hudvenlig hydrocolloid. Krediteret af The British Skin Foundation

STOR TØMBAR (volumen 700 ml) Beige med delt forside

| STØRRELSE | ANTAL | VAREN |
|-----------|-------|-----------|
| 13-25 mm | 10 | XNDL1325* |
| 13-38 mm | 10 | XNDL1338* |

STOR TØMBAR (volumen 660 ml) Beige med delt forside

| STØRRELSE | ANTAL | VAREN |
|-----------|-------|-----------|
| 13-52 mm | 10 | XNDL1352* |

STANDARD TØMBAR (volumen 550 ml) Beige med delt forside

| STØRRELSE | ANTAL | VAREN |
|-----------|-------|----------|
| 13-25 mm | 10 | XND1325* |
| 13-38 mm | 10 | XND1338* |
| 21 mm | 10 | XND21° |
| 25 mm | 10 | XND25° |
| 28 mm | 10 | XND28° |
| 32 mm | 10 | XND32° |
| 35 mm | 10 | XND35° |
| 38 mm | 10 | XND38° |
| 41 mm | 10 | XND41° |

STANDARD TØMBAR (volumen 510 ml) Beige med delt forside

| STØRRELSE | ANTAL | VAREN |
|-----------|-------|----------|
| 13-52 mm | 10 | XND1352* |

MINI TØMBAR (volumen 370 ml) Beige med delt forside

| STØRRELSE | ANTAL | VAREN |
|-----------|-------|-----------|
| 13-25 mm | 10 | XNDS1325* |
| 13-38 mm | 10 | XNDS1338* |

* Opklippelig

° Forudstanset hul. BEMÆRK: konvekse produkter bør kun anvendes efter aftale med en stomisygeplejerske.